



**Lubinus Classic Plus<sup>®</sup>**  
**Hüftgelenk-Endoprothesensystem**

## ■ Premium Traumaversorgung

LINK® Lubinus Classic Plus & LINK® Vario-Kopf:  
die moderne Hüftgelenk-Endoprothesenversorgung nach Trauma



### LINK® Vario-Kopf-Pfannen

- selbstzentrierend
- CoCrMo-Legierung und UHMWPE
- erhältlich in den Größen 44 bis 65 mm Ø für Prothesenköpfe mit Ø 28 oder 32 mm

### LINK® Prothesenkopf B

- CoCrMo-Legierung
- 12/14 Konus
- erhältlich in Ø 28 mm und 32 mm
- anatomiegerechte Rekonstruktion mit vier Kopf-Halslängen (s, m, l, xl) möglich

### LINK® Lubinus Classic Plus Femurprothese

- CoCrMo-Legierung
- 126° CCD
- 12/14 Konus
- erhältlich in 4 Schaftstärken
- 150 mm lang

Die LINK® Lubinus Classic plus bietet zusammen mit den LINK® CoCrMo-Prothesenköpfen und dem LINK® Vario-Kopf eine Versorgungsmöglichkeit auf höchstem technischen Niveau – und dies bei einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis.

Hervorragende, bewährte Materialien, höchstes Fertigungs-Know-How und beeindruckende,

klinisch belegte Ergebnisse – vereint in einem praxisgerechten und wirtschaftlichen System.

Das breite Größenspektrum des LINK® Vario-Kopfes (44 – 65 mm), verschiedene Kopf-Halslängen sowie eine angemessene Auswahl an zementierbaren Prothesenschäften erlauben die anatomiegerechte, schonende und schnelle Gelenkrekonstruktion.